

ラップちゃん（片手用ラップ切り）

こんな方に: 片麻痺の方、片手が不自由な方



1. ラップちゃんの前に容器を置きます。



2. ふたを開けてラップを引き出し、ラップがぴんと張る様に容器を覆います。



3. ふたを閉め、取っ手の部分を軽く押します。

蓋の裏側にあるノコギリ状の刃物が押し下げられ、二本の滑り止めゴム（水色）の間で、ぴんと張られたラップが切断されます。



4. 切れ目からラップをはずして容器を完全に覆います。